


microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety • Ланцети во боја

UPZOROVENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé části, které mohou být pro dítě nebezpečné. Vždy používejte opatrně a nezapomínejte na bezpečnostní pokyny. Každou lancetu používejte pouze jednou a vyhazujte do odpadu. **• PŘEDUPŘEDUVAJE:** Člověk podléhající odložit na děti. Obaa vybalenka obsahují malou část, která může být pro dítě nebezpečná. Vždy používejte opatrně a nezapomínejte na bezpečnostní pokyny. Každou lancetu používejte pouze jednou a vyhazujte do odpadu.

90012261

Rev. 02/24



6603

Určené použití: Lanceta MICROLET® je jednorázové sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospělého nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. **• Przeznaczenie:** Lancet MICROLET® to jednorazowy wyrób sterylny przeznaczony do pobierania próbki krwi włośniczkowej od osób dorosłych lub dzieci na potrzeby monitorowania stężenia glukozy. Lancet nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków. **• Предвидена употреба:** Микролет® ланцетата претставува стерилен уред за еднократна употреба предвиден за извлекување примерок од капиларна крв од возрасно лице или дете за следење на нивото на гликоза. Ланцетата не е предвидена за неонатална употреба.

Návod / Instrukcja / Упатства:
Dalsi informace o bezpečnosti a funkční způsobilosti najdete v návodu dodaném společně s odběrovým zařízením pro testování ze špičky prstu. **• Należy zapoznać się** z instrukcją wykonywania badania krwi pobranej z opuszki palca dostarczoną razem z nakłuwaczem oraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności. **• Разгледајте ги** упатствата обезбедени со вашиот уред за пунтура за да извршите тестирање во врот на прстот и за информации за дополнителна безбедност и изведба.

Dalsi informace o bezpečnosti a funkční způsobilosti najdete v návodu dodaném společně s odběrovým zařízením pro testování ze špičky prstu. **• Należy zapoznać się** z instrukcją wykonywania badania krwi pobranej z opuszki palca dostarczoną razem z nakłuwaczem oraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności. **• Разгледајте ги** упатствата обезбедени со вашиот уред за пунтура за да извршите тестирање во врот на прстот и за информации за дополнителна безбедност и изведба.

Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření. Likvidujte vždy jako zdravotnický odpad. Lancet pozostává sterilny do momentu zřícení nasadki ochranné. Nie używać lancetu w przypadku jego uszkodzenia lub przypadkowego otwarcia. Zawsze usuwać zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych. Lancetata e sterilna dodana ne se odstrani zaštitnitniot napache. Ne koristete dooklu e ošteta ili nenamerno otvorena. Senogash odstranuvajte kako medicinski otpad.

© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena. • Wszelkie prawa zastrzeżone. • Сите права се задржани.

microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety • Ланцети во боја

REF 90010262

STERILE

Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření. Likvidujte vždy jako zdravotnický odpad. Lancet pozostává sterilny do momentu zřícení nasadki ochranné. Nie używać lancetu w przypadku jego uszkodzenia lub przypadkowego otwarcia. Zawsze usuwać zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych. Lancetata e sterilna dodana ne se odstrani zaštitnitniot napache. Ne koristete dooklu e ošteta ili nenamerno otvorena. Senogash odstranuvajte kako medicinski otpad.

microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety • Ланцети во боја

Jednoduché a pohodlné testování
Proste, bezproblemowe badanie
Едноставно и непречено тестирање

200 (8x25)
Lancety potažené silikonem
Lancety powlekane silikonem
Ланцети обложени со силикон

CS • Používejte s řadou odběrových zařízení MICROLET®.
PL • Do stosowania z nakłuwaczami z grupy MICROLET®.
MK • Употребувајте со MICROLET® групата на уреди за пунтура.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Microlet jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Microlet są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Ascensia, логото на Ascensia Diabetes Care, како и Microlet се трговски марки и/или регистрирани трговски марки на Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novoborská 1800/136
142 00 Praha 4
Česká republika
Základní linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz

Увозува и дистрибутира:
Универзал Комерц Медика
ул. Никола Парулов бр. 41-137
1920 Соопе – Варшава
Тел. 02 30 93 284; 075 377 680
Е-пошта: unikmedica@tlen.pl

Importer i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22 372 72 20
Bezpłatna infolinia dla pacjentów:
800 999 090
Od poniedziałku do piątku
W godz. od 9.00 do 17.00.
infolinia@diabetes.ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.com

Vyrobeno v Polsku. • Wyprodukowane w Polsce. • Произведено во Полска. Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku používání dojde k závažné údarosti, nahláste ji výrobci a/nebo jeho autorizovanému zástupci v místním území. • Jeśli w trakcie korzystania z tego wyrobku lub w wyniku jego używania dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić go do producenta i/lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz do właściwego organu krajowego. • Доколку се случи сериозна несреќа за време на употреба на овој уред или се јави несреќа како резултат од употребата на уредот, во молбе прикажете ја несреќата на производителот и/или на неговиот овластен претставник, како и на соодветните државни органи.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merz-Strasse 90
4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varese, 162
20156 Milano, Italy

MD i

0°C 40°C

CE 2797